

Oxivir Excel Foam Acti

Käyttövalmis puhdistus- ja desinfiointiaine ei-invasiivisille lääkinällisille laitteille ja koville pinnoille

Kuvaus tuotteesta

AHP-tekniikalla toimiva käyttövalmistuote, joka puhdistaa ja desinfioi yhdellä käsittelyllä. Soveltuu ammattikäyttöön kaikille koville pinnoille ja ei-invasiivisille lääkinällisille laitteille.

Ominaisuudet

- Käyttövalmis vaahtoava tuote.
- Ihanteellinen tuote kaikkiin käyttökohteisiin, mukaan lukien terveydenhuolto ja elintarviketilat
- Täysi virusidinen teho
- Nopea teho laaja-alaisesti viruksiin, bakteereihin ja hiivoihin
- Erinomainen puhdistuskyky
- Hajusteeton
- Ei tarvitse huuhdella
- Vaikuttava aine hajoaa vedeksi ja hapeksi
- BPR-hyväksytty biosidi
- Sertifioitu lääkinällinen laite

CE
0044



 **Diversey Europe
Operations B.V.**
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com



BPR
APPROVED



© A.I.S.E

Oxivir Excel Foam Acti

Edut

- Oxivir Excel Foam Acti tarjoaa laajasti tehoa bakteereita, hiivoja ja viruksia vastaan lyhyellä vaikutusajalla. Puhtautta ja hygieniaa huolestuttavia patogeenejä vastaan.
- BPR-hyväksytty ja kattavasti testattu eurooppalaisten standardien mukaisesti
- Oxivir Excel Foam Acti on täysin viruksia tappava. Sen teho on todistettu sekä vaipattomia että vaipallisia viruksia vastaan. (esim. polion, adenoviruksen, hiiren noroviruksen sekä koronaviruksen, vacciniaviruksen, HIV:n, HBV:n, HCV:n ja influenssa).
- Oxivir Excel Foam Acti puhdistaa erinomaisesti tehokkaiden pinta-aktiivisten aineiden ansiosta, mikä tekee siitä paitsi erinomaisen desinfiointiaineen myös erinomaisen puhdistusaineen.
- AHP-koostumus on hellävarainen pinnoille. Iikä jätä jäämiä pintaan.
- Oxivir Excel Foam Acti sopii päivittäiseen käyttöön kovien pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin sekä käytettäväksi julkisten tilojen kosketuspinoilla. (vähittäiskaupassa, kouluissa, ruokapalveluissa, pitkäaikaishoidossa ja muilla aloilla sekä sairaaloiden korkean riskin alueilla, kuten leikkaussaleissa, teho-osastoilla, vastasyntyneiden teho-osastoilla ja potilashuoneissa)
- Ei vaadi henkilönsuojaimia, ellei sitä käytetä pidempään.

Käyttöohje

Käyttövalmis, tehokas ja vaivaton puhdistus ja desinfiointi pinnoille – käyttö huoneenlämmössä

Käyttötapa:

- Poista karkea lika pinnalta ennen käsittelyä.
- Levitä tuotetta vaahdottamalla tai kostutetulla liinalla – varmista, että pinta ja/tai ei-invasiivinen lääkinnällinen laite kostuu kauttaaltaan.
- Anna vaikuttaa 5 minuuttia.
- Anna kuivua ilmassa. Pintaa ei tarvitse huuhdella.
- Pese kädet käsittelyn jälkeen.

Tekniset tiedot

Ulkonäkö:	Kirkkaasta keltaisesta värittömään nesteeseen
Tuoksu:	Neutraali
pH-arvo (laimentamaton):	≈ 1.95
Suhteellinen tiheys (20°C):	≈ 1.
Säilyvyys:	2 vuotta valmistuksen jälkeen (viimeinen käyttöpäivä: katso pakkaus).
Vaikuttava ainesosa:	0,36% vetyperoksidia

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Täydelliset ohjeet tuotteen käsittelystä ja hävittämisestä löytyvät erillisestä käyttöturvallisuustiedotteesta: sds.solenis.com. Noudata hyvää teollisuushygieniaa ja turvallisuuskäytäntöjä. Pidä tuote erillään elintarvikkeista, juomista ja eläinrehuista. Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa, ellei Diversey toisin suosittele. Säilytä alkuperäisessä suljetussa pakkauksessa +5°C – +30°C lämpötilassa. Vältä pakkasta ja suoraa auringonvaloa. Tuotetta ei ole tarkoitettu uudelleenkäytettäväksi. Vain ammattilaiskäyttöön / erikoiskäyttöön.

Oxivir Excel Foam Acti

Varoitus

Säilytä seuraavassa lämpötila-alueessa: 6 °C - 35 °C. Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut. Suojaa auringonvalolta. Pidä poissa lasten ja ei-kohde-eläinten ulottamattomissa. Varoitus: Voi syövyttää metalleja.

Henkilösuojaimet

Täydelliset ohjeet tämän tuotteen henkilökohtaisista suojarusteista löytyvät erillisestä turvallisuustiedotteesta; sds.diversey.com.

Henkilökohtaiset suojarusteet: Käytä vaadittavia henkilökohtaisia suojarusteita. **Käsien suojaus:** Huuhtelee ja kuivaa kädet käytön jälkeen. Pitkäaikaisessa kosketuksessa voi olla tarpeen suojata iho.

Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Täydelliset ohjeet tämän tuotteen hävittämisestä löytyvät erillisestä turvallisuustiedotteesta; sds.diversey.com.

Yhteensopivuus

Oxivir Excel Foam Acti on tarkoitettu käytettäväksi kovien pintojen desinfiointiaineena, mukaan lukien ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden kovat pinnat. Suositelluissa käyttöolosuhteissa Oxivir Excel Foam Acti soveltuu käytettäväksi esimerkiksi ruostumattomalle teräkselle, kromille, vinyylille, nailonkankaille, laminoituille pinnoille, lasille, kumille, koviille ja joustaville muoveille (polypropeeni, polyuretaani, polyeteeni, PVC-akryyli, lasikuitu ja polykarbonaatti). Muita kuin mainittuja käyttötarkoituksia ei suositella. Oxivir Excel Foam Acti ei ole tarkoitettu käytettäväksi invasiivisissa lääkinnällisissä laitteissa. **Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa. Ei soveltu huokoisille tai hapolle herkille pinnoille.**

Mikrobiologiset tiedot

Käyttöalue : PT2 Terveysthuolto likaisissa olosuhteissa, PT2 Muu kuin terveydenhuolto likaisissa olosuhteissa & PT4 Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat likaisissa olosuhteissa

Käyttöalue	Mikrobi	Testi	Organismi	Laimennus	Kontaktiaika
Kuohuvaaho - Ruiskutus ja valinnainen pyyhkiminen	Bakteerit	EN 13727 EN 1276 EN 13697 EN 16615	E. Hirae, P. Auruginosa, S. aureus, E. Coli.	RTU	5 min
	Hiivat	EN 13624 EN 1650 EN 13697 EN 16615	C. albicans		
	Virukset	EN 14476	Adenovirus, Murine norovirus, Poliovirus		

Oxivir Excel Foam Acti

Ympäristötiedot

Tässä tuotteessa käytetyt pinta-aktiiviset aineet ovat biologisesti hajoavia EU:n pesuaineasetuksen (EY) N:o 648/2004 vaatimusten mukaisesti.

Hyväksynät

- Biosidi: BBPR EU-0032483-0002 1-2
- Lääkinnällisten laitteiden ilmoitettu laitos: CE0044

www.solenis.com

© 2026 Solenis LLC. All Rights Reserved. Rev.27/03/2026 fi-FI (K02980)