

Oxivir Excel Foam Acti

Konsentrert rengjørings- og desinfeksjonsmiddel for ikke-porøse overflater og ikke-invasivt medisinske utstyr

Produktbeskrivelse

Oxivir Excel Foam Acti, med AHP-teknologi, er et ideelt valg for rengjøring og desinfeksjon i ett steg. Et bruksklart skumsprayprodukt for alle bruksområder, til rengjøring og desinfeksjon av harde overflater og overflater på ikke-invasivt medisinsk utstyr (kun for profesjonelt bruk).

Produktegenskaper

- Klar til bruk skumspray, produktet egner seg til alle bruksområder, inkludert helsevesenet, ikke-helsevesenet og næringsmiddelindustrien
- Fullstendig virusdrepende
- Rask virkning mot et bredt spekter av virus, bakterier og gjær
- Overlegen rengjøring med høytytende overflateaktivt system
- Uten parfyme
- Ingen skylling nødvendig
- Brytes aktivt ned til vann og oksygen
- BPR-godkjent biocid
- Sertifisert medisinsk utstyr



BPR
APPROVED

 **Diversey Europe**
Operations B.V.
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com



Oxivir Excel Foam Acti

Produktfordeler

- Oxivir Excel Foam Acti har et bredt spekter av aktivitet mot bakterier, gjær og virus med kort kontakttid og gir høyeste nivå av desinfeksjon mot flere utfordrende patogener.
- BPR-godkjent og omfattende testet i samsvar med europeiske standarder.
- Oxivir Excel Foam Acti har en fullstendig virusdrepende effekt, inkludert dokumentert effektivitet mot ikke-kapslede virus som polio, adeno, murint norovirus og kapslede virus som koronavirus, vacciniavirus, HIV, HBV, HCV og influensa.
- Oxivir Excel Foam Acti har overlegen rengjøringssevne takket være kraftige overflateaktive stoffer, noe som gjør det ikke bare til et utmerket desinfeksjonsmiddel, men også til et utmerket rengjøringsmiddel.
- *AHP-formuleringen er skånsom mot overflater, forlenger utstyrets levetid og etterlater ingen harde rester på overflaten.
- Oxivir Excel Foam Acti er egnet for daglig rengjøring og desinfeksjon av harde overflater og for bruk i områder med mye berøring i detaljhandel, utdanning, matservering, omsorgsboliger og andre sektorer, samt i høyrisikoområder på sykehus som operasjonssaler, intensivavdelinger, nyfødtavdelinger og pasientrom.
- Ingen personlig verneutstyr er nødvendig, med mindre det brukes over lengre tid.

Bruksanvisning

Skumspray (små overflater) og påføring med en fuktig klut, bruk ved romtemperatur:

- Fjern grovt smuss.
- Påfør produktet ved å fukte den ikke-porøse overflaten og/eller det ikke-invasive medisinske utstyret fullstendig.
- La virke i 5 minutter.
- La lufttørke. Overflaten trenger ikke skylles.
- Vask hendene etter bruk.

Tekniske data

Utseende:	Klar gul til fargeløs væske
Lukt:	Nøytral
pH-verdi (konsentrert):	< 2
Relativ tetthet (20 °C):	≈ 1.00
Holdbarhet:	2 år etter produksjon (Utløpsdato: se emballasjen)
Virkestoff:	0,36 % hydrogenperoksid

Ovennevnte data er typiske for normal produksjon og bør ikke betraktes som spesifikasjoner.

Informasjon om sikker håndtering og oppbevaring

Fullstendig veiledning om håndtering og avhending av dette produktet finnes i et separat sikkerhetsdatablad; sds.diversey.com. Håndter i henhold til god industriell hygiene og sikkerhetspraksis. Holdes borte fra mat, drikke og dyrefôr. Ikke bland med andre produkter med mindre Diversey anbefaler det. Oppbevares i lukket originalemballasje. Unngå ekstreme temperaturer. Produktet er ikke beregnet for gjenbruk. Kun til profesjonelt bruk.

Advarsel

Oppbevares innenfor følgende temperaturområde: 6 °C – 35 °C. Ikke bruk dersom emballasjen er skadet. Beskytt mot direkte sollys. Advarsel: Kan være etsende for metaller.

Oxivir Excel Foam Acti

Personlig verneutstyr

Fullstendig veiledning om personlig verneutstyr for dette produktet finnes i et separat sikkerhetsdatablad; sds.diversey.com.

PPE: Bruk personlig verneutstyr etter behov. **Håndbeskyttelse:** Skyll og tørk hendene etter bruk. Ved langvarig kontakt kan det være nødvendig med hudbeskyttelse.

Avfallshåndtering

Fullstendig veiledning om avhending av dette produktet finnes i et separat sikkerhetsdatablad; sds.diversey.com.

Produktkompatibilitet

Oxivir Excel Foam Acti er beregnet for bruk som desinfeksjonsmiddel på harde overflater, inkludert harde overflater på ikke-invasivt medisinsk utstyr. Under anbefalte bruksforhold er Oxivir Excel Foam Acti egnet for bruk på overflater som rustfritt stål, krom, vinyl, nylonstoffer, laminerte overflater, glass, gummi samt hard og fleksibel plast (polypropylen, polyuretan, polyetylen, PVC-akryl, glassfiber og polykarbonat). Bruk utover de angitte områdene anbefales ikke. Oxivir Excel Foam Acti er ikke beregnet for bruk på invasivt medisinsk utstyr. **Ikke bland med andre produkter. Ikke beregnet for porøse eller syrefølsomme overflater.**

Mikrobiologiske data

Bruksområde: PT2 Healthcare under skitne forhold, PT2 Non Healthcare under skitne forhold og PT4 Overflater som kommer i kontakt med mat under skitne forhold

Anvendelse	Krav	EN Norm	Organismer	Fortynning	Kontakttid
Skum - Sprøyting og valgfri avtørking	Bakteriedrepende	EN 13727 EN 1276 EN 13697 EN 16615	E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus, E. coli.	RTU	5 min
	Yeasticidal	EN 13624 EN 1650 EN 13697 EN 16615	C. albicans		
	Virucidal	EN 14476	Adenovirus, Murine norovirus, Poliovirus		

Miljøinformasjon

De overflateaktive stoffene i dette produktet er biologisk nedbrytbare i samsvar med kravene i EUs vaskemiddelforordning, EC 648/2004.

Godkjenninger

- Biocid: BBPR EU-0032483-0002 1-2
- Notifisert organ for medisinsk utstyr: CE0044

Tilgjengelige emballasjestørrelser

Varenummer	Varenavn	Plattform
60050969	OXIVIR EXCEL FOAM ACTI 6X0.75L W3	Klar til bruk

Oxivir Excel Foam Acti

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.11/12/2025 nb-NO (K02980)