



Accel[®] INTERVention^{™/MC} RTU

One-Step Surface Cleaner & Disinfectant



Format	Pack Size	SKU
RTU	12 x 946 L / 1 U.S. Qt. Bottles	101103733
RTU	4 X 3.78 L / 1 Gal. Containers	101103736

- Gram-Positive Bacteria 1 minute
- Gram-Negative Bacteria 1 minute
- Enveloped Virus 1 minute
- Non-Enveloped Virus 1 minute
- Tuberculocidal 1 minute
- Fungicidal 3 minutes
- Non-Food Contact Sanitizer 30 seconds

		Organism	Contact Time
Virus	Non-Enveloped	Rhinovirus	1 minute
		Rotavirus	1 minute
		Poliovirus Type 1	1 minute
	Enveloped	Hepatitis B Virus (HBV)	1 minute
		Hepatitis C Virus (HCV)	1 minute
		Herpes Simplex Virus Type I	1 minute
		Herpes Simplex Virus Type 2	1 minute
		HIV-1	1 minute
		Human Coronavirus	1 minute
		Influenza A Virus	1 minute
		Pandemic Influenza A Virus (H1N1)	1 minute
		Influenza A, Hong Kong Strain	1 minute
		SARS-CoV-2 (Virus that causes COVID-19)	1 minute
Animal Viruses	Feline calicivirus (surrogate for norovirus)	1 minute	
	Avian Influenza A Virus (H3N2)	1 minute	
Bacteria	Gram-Negative	<i>Acinetobacter baumannii</i>	1 minute
		<i>Escherichia coli</i> O157:H7	1 minute
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1 minute
	Gram-Positive	<i>Salmonella enterica</i>	1 minute
		<i>Enterococcus faecalis</i> , Vancomycin-resistant (VRE)	1 minute
		<i>Staphylococcus aureus</i>	1 minute
		<i>Staphylococcus aureus</i> , Methicillin-resistant (MRSA)	1 minute
Tuberculocidal		<i>Mycobacterium terrae</i>	1 minute
Fungi	Fungicidal	<i>Trichophyton mentagrophytes</i>	3 minutes
		<i>Candida albicans</i>	3 minutes
Sanitizer	Non-Food Contact	<i>Enterococcus faecalis</i> , Vancomycin-resistant (VRE)	30 seconds
		<i>Escherichia coli</i> O157:H7	30 seconds
		<i>Klebsiella pneumoniae</i>	30 seconds
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	30 seconds
		<i>Salmonella enterica</i>	30 seconds
		<i>Staphylococcus aureus</i>	30 seconds
		<i>Staphylococcus aureus</i> , Methicillin-resistant (MRSA)	30 seconds
DIN Number		02448645	
Use Solution Stability		3 years	

For more information, contact your local Diversey representative or call 1-800-558-2332

www.diversey.com

All logos and trademarks are owned by or licensed to Diversey, Inc.
© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 54352-PIS en (25/022)



Accel[®] INTERVention^{™/MC} RTU

Surface en une étape
Nettoyant et désinfectant



Format	Taille du paquet	SKU
RTU	12 x 946 L / 1 U.S. Qt. Bouteilles	101103733
RTU	4 X 3.78 L / 1 Gal. Containers	101103736

- Bactéries à Gram positif 1 minute
- Bactéries à Gram négatif 1 minute
- Virus à enveloppe 1 minute
- Virus non enveloppé 1 minute
- Tuberculicide 1 minute
- Fongicide 3 minutes
- Assainissant sans contact alimentaire 30 secondes

Organisme			Temps de contact	
Virus	Non-Enveloppé	Rhinovirus	1 minute	
		Rotavirus	1 minute	
		Poliovirus Type 1	1 minute	
	Enveloppé	Hepatitis B Virus (HBV)	1 minute	
		Hepatitis C Virus (HCV)	1 minute	
		Herpes Simplex Virus Type I	1 minute	
		Herpes Simplex Virus Type 2	1 minute	
		HIV-1	1 minute	
		Human Coronavirus	1 minute	
		Influenza A Virus	1 minute	
		Pandemic Influenza A Virus (H1N1)	1 minute	
		Influenza A, Hong Kong Strain	1 minute	
		SARS-CoV-2 (Virus that causes COVID-19)	1 minute	
		Animal Virus	Feline calicivirus (surrogate for norovirus)	1 minute
			Avian Influenza A Virus (H3N2)	1 minute
Bactéries	Gram négatif	Acinetobacter baumannii	1 minute	
		Escherichia coli O157:H7	1 minute	
		Pseudomonas aeruginosa	1 minute	
		Salmonella enterica	1 minute	
	Gramme-Positif	Enterococcus faecalis, Vancomycin-resistant (VRE)	1 minute	
		Staphylococcus aureus	1 minute	
		Staphylococcus aureus, Methicillin-resistant (MRSA)	1 minute	
	Tuberculicide	Mycobacterium terrae	1 minute	
Fongicide	Trichophyton mentagrophytes	3 minutes		
	Candida albicans	3 minutes		
Assainissant	Contact non alimentaire	Enterococcus faecalis, Vancomycin-resistant (VRE)	30 secondes	
		Escherichia coli O157:H7	30 secondes	
		Klebsiella pneumoniae	30 secondes	
		Pseudomonas aeruginosa	30 secondes	
		Salmonella enterica	30 secondes	
		Staphylococcus aureus	30 secondes	
		Staphylococcus aureus, Methicillin-resistant (MRSA)	30 secondes	
Numéro d'identification (DIN)			02448645	
Utiliser la stabilité de la solution			3 ans	

Pour plus d'informations, contactez votre
local Représentant Diversey ou appelez
le 1-800-558-2332

www.diversey.com

Tous les logos et marques déposées sont la propriété ou sous licence de Diversey - A Solenis Company.
© 2025 Diversey - Une société Solenis. Tous droits réservés. 54352-PIS fr (25/022)