



Filtros de carbón coalescente

Recipientes y bidones seguridad - Filtros de carbón coalescente

Usar con bidones CLAP (HPLC) para minimizar el olor y capturar el 99% de las partículas líquidas liberadas como vapor gaseoso.

- El filtro de ventilación se encaja de golpe en el mecanismo de desconexión rápido
- Las esferas que se encuentran dentro del filtro de carbón cambian de morado a negro cuando es necesario reemplazarlo
- Cambie el filtro después de tres o cuatro ciclos del filtro de carbón
- Cumple con la EPA 40 CFR 264.173

Colores:

- Blanco

Tamaños

- 8.9cm



Recipientes y bidones seguridad - Filtros de carbón coalescente

General

Marca	Justrite
número del producto	2816
Familia de productos	Bidones y contenedores de seguridad
Grupo de producto	Recipientes y bidones seguridad
Nombre del producto	Filtros de carbón coalescente
Lugar de envío	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1301



JEN28162WH
28162

Art. n.º	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimensiones	Peso (kg)	Altura (cm)
JEN28162WH	28162	9x	0.5	8.9



JEN28161WH
28161

Art. n.º	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimensiones	Peso (kg)	Altura (cm)
JEN28161WH	28161	9x	0.4	8.9