




75986 TIRAS ANALÍTICAS 6 EN 1



Tiras de análisis de cloro libre, cloro total o bromo total, pH, alcalinidad total y dureza total para el agua de spas.

INSTRUCCIONES

01/ RETIRAR

Con las manos secas, abrir la tapa y retirar una tira analítica.

02/ SUMERGIR

Para mejores resultados, usar la tira analítica lejos de skimmers y boquillas. Sumergir la tira en agua a la profundidad de la muñeca y retirar con las almohadillas hacia arriba. NO sacudir el exceso de agua. Mantener la tira nivelada durante 20 SEGUNDOS.

03/ COMPARAR

Comparar con la escala de colores. Leer en orden: FC → TC/Br → pH → TA → TH. Leer inmediatamente después de los 20 segundos mencionados anteriormente para asegurar unos valores correctos.

RANGO DE VALORES

Cloro libre (FC) ppm: 0, 1, 2, 3, 5, 10 (recomendado: 1-3)

Cloro total (TC) ppm: 0, 0,5, 1, 2, 5, 10 (recomendado: 1-2)

Bromo total (Br) ppm: 0, 1, 2, 4, 10, 20 (recomendado: 2-4)

pH: 6,4, 6,8, 7,2, 7,5, 7,8, 8,4 (recomendado: 7,2-7,5)

Alcalinidad total (TA) ppm: 0, 40, 80, 120, 180, 240 (recomendado: 80-120)

Dureza total (TH) ppm: 0, 100, 150, 300, 800 (recomendado: 150-300)

Consultar la etiqueta del bote con la escala de colores.

VIDA ÚTIL

24 meses desde la fecha de fabricación.

| ACCESORIES

CONTENIDO

50 tiras analíticas.

NOTAS

El agua analizada debe estar dentro de los parámetros IDEALES que figuran en la parte posterior de la botella. Mantener la tapa cerrada después de sacar una tira para prevenir humedad en el interior del bote. ANALIZAR DOS VECES POR SEMANA. ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE.