



# QAC Test Strip

## Tiras determinación ppm de QUAT nivel extra alto

### Descripción

Tiras de determinación de ppm de QUAT en soluciones desinfectantes.

Rango de medición de 0 a 5.000ppm.

Salto en el rango de medición de 0, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000 ppm.

### Modo de Empleo

- Extraer una tira del bote sin tocar con los dedos el papel de medición
- Sumerja la tira reactiva en la solución unos segundos y extráigala.
- Inmediatamente compare el color de la tira con la escala de colores que se indican en el bote. No espere más de 5 segundos.

### Información Técnica

Aspecto: Tiras reactivas en bote

Bote: 50 tiras

### Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas.

### Información Medioambiental

Empresa Certificada con ISO 9.001 y ISO 14.001.