



Soft Care® Des E

Αντισηπτικό χεριών με βάση την αλκοόλη

Περιγραφή

Το Soft Care Des E είναι ένα αντισηπτικό χεριών με βάση την αλκοόλη (71.5%) σε μορφή gel για την απολύμανση των χεριών χωρίς τη χρήση νερού. Το Soft Care Des E είναι κατάλληλο για χρήση σε χώρους όπου απαιτείται η συχνή χρήση προϊόντων απολύμανσης χεριών, όπως στον κλάδο της υγείας και σε χώρους διαχείρισης και επεξεργασίας τροφίμων.

Βασικές ιδιότητες

- Αντισηπτικό χεριών με βάση την αιθανόλη.
- Η αιθανόλη είναι ένας πολύ αποτελεσματικός απολυμαντικός παράγοντας και κατά συνέπεια πολύ αποτελεσματικός έναντι των μόνιμων μικροοργανισμών του δέρματος όπως είναι τα βακτήρια (π.χ. MRSA) και οι ζυμομύκητες.
- Είναι επίσης αποτελεσματικό ενάντια στους ιούς με περίβλημα όπως είναι η γρίπη και σε συγκεκριμένους μη-περιβλημένους ιούς όπως οι Νοροϊοί και οι Αδενοροϊοί.
- Περιέχει ένα μαλακτικές και περιποιητικές ουσίες για το δέρμα ώστε να παραμένει μαλακό, χωρίς ερεθισμούς ιδίως όπου απαιτείται παρατεταμένη χρήση.
- Χωρίς άρωμα, μειώνοντας τους κινδύνους για την επίδραση σε τρόφιμα και καθιστώντας το κατάλληλο για χρήση σε χώρους προετοιμασίας και επεξεργασίας τροφίμων.
- Συμβατό με το δέρμα, δερματολογικά ελεγμένο (Patch and TEWL tests).

Πλεονεκτήματα

- Περιέχει αιθανόλη, μια πολύ αποτελεσματική απολυμαντική ουσία
- Κατάλληλο για απολύμανση στα χειρουργεία
- Χωρίς άρωμα και χρώμα, κατάλληλο για χρήση σε χώρους προετοιμασίας και επεξεργασίας τροφίμων και στη βιομηχανία
- Περιέχει ενυδατικά συστατικά αποτρέποντας τον ερεθισμό του δέρματος και την αφυδάτωση

Οδηγίες χρήσης

Απλώστε 3 ml του προϊόντος και τρίψτε τα χέρια για 60 δευτερόλεπτα. Για εφαρμογή σε χειρουργεία τρίψτε για 90 δευτερόλεπτα. Τρίψτε τα χέρια σας σχολαστικά. Προσέξτε ιδιαίτερα τα σημεία των αποτυπωμάτων των δαχτύλων, τα νύχια και ανάμεσα στα δάχτυλα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση: Διαυγές, διάφανο υγρό

pH: 7

Σχετική πυκνότητα [20°C]: 0.88

Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.





Soft Care® Des E

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης

Αποθηκεύστε το στους αρχικούς περιέκτες μακριά από ακραίες θερμοκρασίες (θερμοκρασία > -5°C και <40°C). Πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση και διάθεσή αυτού του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. **H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα**

Προφυλάξεις κατά τη χρήση:

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό **Πρώτες βοήθειες:**

Εισπνοή: Συμβουλευθείτε ή επισκεφθείτε γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Επαφή με το δέρμα: Πλύντε το δέρμα με άφθονο χλιαρό νερό χαμηλής ροής. Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε ή επισκεφθείτε γιατρό. Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα. Πιείτε αμέσως 1 ποτήρι νερό

Μικροβιολογικά στοιχεία

Πέρασε το τεστ EN1500, με δοσολογία 3 ml και χρόνο επαφής 30 δευτερόλεπτα.

Πέρασε το τεστ EN1650, με δοσολογία 3 ml και χρόνο επαφής 60 δευτερόλεπτα

Πέρασε το τεστ EN1276, με δοσολογία 3 ml και χρόνο επαφής 60 δευτερόλεπτα

Πέρασε το τεστ EN14476, με δοσολογία 3 ml και χρόνο επαφής 30 δευτερόλεπτα

Πέρασε το τεστ EN13727, με δοσολογία 3 ml και χρόνο επαφής 60 δευτερόλεπτα

Πέρασε το τεστ EN1279, με δοσολογία 3 ml και χρόνο επαφής 90 δευτερόλεπτα

Πέρασε το τεστ EN13624, με χρόνο επαφής 30 δευτερόλεπτα

Πέρασε το τεστ EN143480, με χρόνο επαφής 30 δευτερόλεπτα. **Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων 2107793777**

Το Soft Care Des E έχει ιοκτόνο δραστηριότητα σύμφωνα με το τεστ EN 14476:2013/prA1:2014, με χρόνο επαφής 120 δευτερόλεπτα (αποτελεσματικό ενάντια σε Adenovirus και Murine Norovirus). Το Soft Care Des E πέρασε το τεστ EN 12791, για την απολύμανση σε χειρουργία. Κρατήστε τα χέρια υγρά με το προϊόν για 90 δευτερόλεπτα.

Διαθέσιμες συσκευασίες

Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασίες των 15 mL, 100ml, 500ml, 750m,1L, 1.3L, 5 L 50 m, 55 ml, 60ml, 65ml, 800mL 10L, 20L, 25L, 200L, 950L, 1000L



Soft Care® Des E