



Soft Care® MED

H5

Gel antiséptico para piel sana de manos

Descripción

Sof Care Med es un gel basado en alcohol para la desinfección de las manos. Está recomendado en todas las áreas, especialmente para uso en hospitales y en áreas de manipulación de alimentos.

Propiedades

- Soft Care MED basa su fórmula en una mezcla de dos alcoholes: isopropanol y n-propanol. Esta mezcla de alcoholes resulta un desinfectante muy efectivo frente a los microorganismos que se encuentran permanente o transitoriamente en la piel como bacterias, hongos y virus.
- Su consistencia y viscosidad facilita el uso y además alarga el tiempo de contacto con la piel y, en consecuencia, su eficacia.
- Contiene agentes hidratantes que protegen la piel.

Beneficios

- Desinfecta rápidamente mientras que respeta la capa protectora de la piel, incluso cuando necesita ser aplicado en gran cantidad, como ocurre en el ámbito sanitario o quirúrgico.
- Testado dermatológicamente para garantizar la protección de la piel.
- Contiene agentes hidratantes y suavizantes para ayudar a mantener la capa protectora de la piel.
- No contiene colorantes ni perfumes.

Modo de empleo

Aplicar 5 ml de producto sobre las manos limpias y secas. Frotar haciendo especial hincapié entre los dedos y uñas además de las yemas de los dedos durante 1 minuto hasta su total evaporación





Soft Care® MED

H5

Información técnica

Apariencia: Gel transparente incoloro

pH (puro): Densidad Relativa (20°C): 0.85

Viscosidad [m.Pas; 25°C]: 100

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diverseym.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas.

Test EN oficiales

EN1500 (Desinfección higiénica de manos, 15 seg)

EN12791 (Desinfección quirúrgica de manos, 120 seg)

EN1276 (Bactericida, condiciones limpias, 15 seg)

EN13727 (Bactericida Incl MRSA, condiciones limpias, 15 seg)

EN14348 (Tuberculicida (M. terrae), condiciones limpias, 15 seg)

EN14476 (Virucida (Modified Vaccinia Ankara virus), condiciones limpias, 15 seg)

EN14476 (Virucida (MNV & Adenovirus), PBS 60 seg)

EN1275 (Levuricida, condiciones limpias, 15 seg)

EN13624 (Levuricida, condiciones limpias, 15 seg)

EN1650 (Levuricida, condiciones limpias, 15 seg)

Registro

Nº Reg. AEMPS: 421-DES

Envases disponibles

Soft Care Med está disponible en botellas con dosificador incorporado de 6x500ml y en recargas para dosificador de 6x800ml y 4x1.3L.