



Des 2 in 1

Spray Désinfectant Mains et Surfaces

Des 2 in 1 est un désinfectant de surface à base d'éthanol (71%) prêt à l'emploi sans rinçage.

Des 2 in 1 convient à la désinfection des mains sans eau, ainsi que des surfaces dures.

Mise en œuvre rapide et efficace pour dans tous les secteurs : la vente au détail, l'hôtellerie, les établissements scolaires et éducatifs, et l'environnement de santé.

Caractéristiques

- Désinfectant pour les mains et les surfaces à base d'éthanol. L'éthanol est un désinfectant très efficace contre la flore résidente et transitoire comme les bactéries multirésistantes aux antibiotiques (exemple SARM) et les levures.
- Il est également efficace contre les virus enveloppés comme celui responsable de la Covid-19, de la grippe et certains virus non enveloppés tels que Norovirus et Adénovirus.
- De faible viscosité, ce qui le rend approprié pour une application sur la plupart des surfaces dures.
- Sans parfum, pour une meilleure tolérance
- Contient un émoullient (glycérine) pour réduire les critères d'agression de la peau en particulier dans les secteurs où une désinfection fréquente des mains est requise.
- Compatibilité cutanée testée dermatologiquement (Patch test).

Bénéfices

- Prêt à l'emploi, efficace contre une large gamme de micro-organismes
- Produit 2 en 1 simple et multifonctionnel, améliore la polyvalence sans devoir utiliser 2 produits différents entre le besoin de désinfection des mains et des surfaces
- Sans parfum et sans couleur ; convient pour une application dans tous les secteurs d'activité
- Contient un émoullient efficace pour prévenir les irritations cutanées et la déshydratation
- Convient pour la désinfection chirurgicale des mains
- Format liquide adapté à l'application par pulvérisation

Données techniques

Aspect : Liquide limpide incolore

pH pur (20 °C) : 7

Densité relative (20 °C) : 0.86

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme des spécifications





Des 2 in 1

Spray Désinfectant Mains et Surfaces

Mode d'emploi

Pour désinfecter les surfaces dures :

Pulvériser le produit sur un essuie-tout à usage unique ou une lavette propre puis appliquer sur la surface préalablement nettoyée et sèche.

Vous pouvez également vaporiser directement à 30 cm de la surface préalablement nettoyée et sèche.

S'assurer que la surface reste humide le temps nécessaire à la désinfection (2 minutes)

Laisser sécher*.

Ne pas appliquer sur des surfaces sensibles à l'alcool.

*Le rinçage n'est généralement pas nécessaire sauf application sur les surfaces fragiles

Pour la désinfection des mains :

Appliquer 3 ml sur des mains propres et sèches. Frottez-vous soigneusement les mains.

Portez une attention particulière aux doigts, aux ongles et aux espaces interdigitaux.

Frottez pendant 30 secondes. Laisser les mains sécher à l'air.

Important : Évitez de pulvériser à proximité d'appareils électriques non protégés. Évitez la formation d'aérosols. Ne pas vaporiser sur des surfaces chaudes et éviter de pulvériser à proximité de sources inflammables (flammes nues, etc...).

Données microbiologiques

Conditions de propreté

Revendications	Normes EN	Domaine	Micro-organismes	Tps de contact
Bactéricide	EN 1500	MED	E.coli	30 sec
	EN 1276	FIDI	E.coli, S.aureus, E.hirae, P.aeruginosa	30sec
	EN 13727	MED	S.aureus, P.aeruginosa, E.hirae, E. coli	30 sec
	EN 13697	FIDI	E.coli, S.aureus, E.hirae, P.aeruginosa	2 min
	EN 16615	MED	S.aureus, E.hirae, P.aeruginosa	2 min
	EN 12791	MED	Normal Micro Flora	90 sec
Mycobactéricide	EN 14348	MED	Mycobacterium terrae	15 sec
Virucide	EN 14476	MED	Adenovirus	1 min
	EN 14476	MED	Murine Norovirus	15 sec
Levuricide	EN 1650	FIDI	C.albicans	30 sec
	EN 13624	MED	C.albicans	30 sec
	EN 13697	FIDI	E.coli, S.aureus, E.hirae, P.aeruginosa	2 min
	EN 16615	MED	C.albicans	2 min
	EN 1275	FIDI	C.albicans	15 sec

Pour plus de précisions, veuillez vous référer au récapitulatif d'activité désinfectante disponible sur demande.



Des 2 in 1

Compatibilité

DES 2 in 1 est compatible selon nos recommandations d'emploi sur une large gamme de matériaux constitutifs de surface. Cependant nous déconseillons son utilisation pour des surfaces traitées PVC ou polyuréthane (par exemple des revêtements de sol protégés) avec le risque de solubilisation du traitement de protection.

Ce produit n'est pas adapté pour une utilisation sur du mobilier en bois ou vernissé et les textiles colorés (effet de déteinte possible) et plus généralement pour toute surface sensible aux solvants.

En cas de doute concernant la compatibilité d'une surface, veuillez vous référer aux consignes de compatibilité mentionnées par l'équipementier.

Produit non adapté en application au contact direct des surfaces alimentaires.

Législation

Produit Biocide TP1 (produits biocides destinés à l'hygiène humaine)

Produit Biocide TP2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides)

Conditionnements disponibles

Désignation	Référence
Spray prêt à l'emploi 6 x 750 ml	101104941
Bidon prêt à l'emploi 2 x 5 L	101104942

Utilisez les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.